

# Eles<sup>▲</sup>s

微弱電流治療器 エレサス<sup>®</sup>ブラック



## その違和感、見逃さない。

### ポラリティの設定により、 さらに通電の幅が広がりました！

微弱電流治療器『エレサス<sup>®</sup>』は、より高い通電効果を実現させるために、さらに改良を重ね、従来のモードにさらに2つのモードを追加し、痛みの原因となる生体組織へ電気的なアプローチをすることで、より効果的に痛みの改善と緩和、そして症状の改善を促します。


Mode-1 TP (Two-phase Pulse)

Mode-2 SPP (Single-phase Positive Pulse)

Mode-3 SNP (Single-phase Negative Pulse)



Mode-4 SNCP (Single-phase Negative Continuous Pulse)



NEW!  
MODE



**安心・信頼の10年間無料保証**

※付属品は含まれていません。

### — 『エレサス<sup>®</sup>』の通電メカニズム —

モニタリングバイオフィードバック技術を用いて神経における導電率を読み取り、ニューラルネットワークの「電気配線」を介して生体組織全体の電離をモニタリングし、身体の電氣的ネットワークの再構築を行います。

## \* 標準付属品



- ① Yプローブ EJ                      ⑥ リードワイヤー E
- ② トリガープローブ EJ              ⑦ ドロップチップ (プレート型チップ)
- ③ インディファレントプローブ EJ   ⑧ ACアダプター (ACコード付き)
- ④ 四肢クリップ電極                  ⑨ 電解液 (大)
- ⑤ コイルワイヤー E                  ⑩ ブラスワックス クロス

## \* 仕様

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 販売名       | エレサス                                                                                                  |
| 器械の分類     | 特定保守管理医療機器                                                                                            |
| 医療機器認証番号  | 222ACBZX00085000                                                                                      |
| 定格電源電圧    | (充電時) 100V, 50-60Hz,<br>(作動時) DC24V                                                                   |
| 電撃保護の形式   | (充電時) クラスⅠ機器<br>(作動時) 内部電源機器                                                                          |
| 電撃保護の程度   | BF 形                                                                                                  |
| 出力電流      | 最大 600 $\mu$ A                                                                                        |
| 出力電圧      | 最大 1.2 V                                                                                              |
| 出力波形      | 周波数変調方形波                                                                                              |
| 出力周波数     | 0.3, 1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 8.0, 10, 20, 40, 80,<br>100, 160, 320, 400, 800, 1600, 2000 Hz<br>±30%, AUTO |
| タイマー      | 4, 6, 8, 12, 16, 30 secs, 1, 3, 5, 10, 15,<br>20 分, 連続 ±10%                                           |
| 保管条件 (本体) | (温度) -10 ~ +40℃<br>(湿度) 10 ~ 90%                                                                      |
| 寸法        | W365 x D300 x H110 mm                                                                                 |
| 重量        | 4.4 kg (本体)                                                                                           |

## \* オプション品



専用ワゴン



ゴムシート電極  
ゴムシート電極用クリップ



ボールチップ電極



粘着電極 (サンパッド)



各種プレート電極

エレサス専用  
キャリーケース

※持ち運びが便利なキャリーケースも  
ご用意しております。



収納イメージ

MEMO



安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 定期的に器械の点検を必ず行って下さい。

※仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

製造発売元

**Sun** 株式会社 サンメディカル

本社：〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通 7-33  
TEL：052-841-5384 (代) FAX：052-841-5399  
<https://www.sunmed.co.jp>



取扱店